


PE/Cyanine7 Крысиное Моноклональное Антитело Против Мышиного Mhc Класса Ii (I-A/I-E) Для Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0009877



введение

PE/Cyanine7-конъюгированное крысиное моноклональное антитело, нацеленное на мышиный МНС класса II (I-A/I-E), валидировано для проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с мышью; идеально для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Крысиное анти-мышиное МНС класса II (I-A/I-E) mAb
Примечания/Альтернативные названия	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
ID гена	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	30кДа/32кДа/26кДа
Условия доставки	В пакете со льдом