

## Моноклональное Антитело Percp К Cd34 Для Проточной Цитометрии - P28906

Артикул: CM0009888

### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с PerCP, направленное против человеческого CD34, валидированное для проточной цитометрии. Распознает антиген гемопоэтических прогениторных клеток; подходит для исследования стволовых клеток и эндотелия.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PerCP кроличье антитело к человеческому CD34, мкАт                                                                      |
| Примечания/Синонимы       | CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| ID гена (Человек)         | 947                                                                                                                     |
| ID гена                   | 947                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | FC (Проточная цитометрия)                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                 |
| SWISS                     | P28906                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                  |
| Доставка                  | С пакетом охлаждающей жидкости                                                                                          |