

Моноклональное Антитело PerCP Anti-Foxp3 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - Q9Bzs1

Артикул: CM0007769



введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело к FOXP3 человека/мыши/обезьяны, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования регуляторных Т-клеток и изучения иммунной толерантности. Реагирует с образцами человека, мыши и макаки-крабоеда. Молекулярная масса ~47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кроличье анти-Человек/Мышь/Обезьяна FOXP3 mAb
Примечания/Алиасы	JM2; A1ID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Вид	Человек
GeneID	50943
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 FOXP3 человека (NP_054728.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Макак-крабоед
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет