

Перср Антитело Против Мышиного Cd45 (Ptprc) Моноклональное, Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0004486

введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD45 (Ptprc), для проточной цитометрии (FC). Валидировано на мышах, детектирует изоформы 130-144 кДа. Идеально для профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кроличье анти-мышиное CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Iюс; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Условия доставки	В пакете со льдом