

Конъюгированное С Percp Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P06332

Артикул: CM0010056

введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело против мышиного CD4, валидированное для проточной цитометрии (FC). Нацелено на Т-клеточный поверхностный гликопротеин CD4 (SWISS P06332), идеально для исследований иммунного ответа и анализа Т-хелперных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кроличье анти-мышиное CD4 mAb
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом