

Моноклональное Антитело PerCP Мыши Против Человеческой Cd3 Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0012370



введение

Моноклональное антитело PerCP мыши против человеческой CD3, предназначенное для проточной цитометрии, нацеленное на эpsilon-цепь CD3 на Т-клетках. Идеально подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и исследований адаптивного иммунитета. - P07766

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP мыши anti-человеческая CD3 mAb
Примечания/Псевдонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческой CD3
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовая упаковка