

Контроль Изотипа Percp Мышиный Igg 2A - Контроль Изотипа

Артикул: CM0010775

введение

Высококачественное конъюгированное с PerCP моноклональное антитело контроля изотипа мышиного IgG 2a для проточной цитометрии. Идеально для оценки неспецифического связывания и точного гейтинга в FC-анализах. Надежное сырье для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Контроль изотипа PerCP мышиный IgG 2a
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Доставка	В сумке со льдом