

Контроль Изотипа Percp Mouse Igg 2A

Артикул: CM0012532

введение

Конъюгированное с PerCP моноклональное антитело контроля изотипа Mouse IgG2a для проточной цитометрии. Получено из мыши, этот реагент служит отрицательным контролем для оценки неспецифического связывания в анализах методом проточной цитометрии, обеспечивая точную интерпретацию данных.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Контроль изотипа PerCP Mouse IgG 2a
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Условия доставки	В пакете со льдом