


PerCP Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0008052



введение

Конъюгированные с PerCP кроличьи моноклональные антитела, распознающие CD4 человека/крабоеды (T4/Leu-3), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для идентификации Т-хелперных клеток, исследований рецептора ВИЧ и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кролик анти-Человек/Обезьяна CD4 мАт
Примечания/Псевдоним	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
GeneID (Человек)	920
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Крабоед (Cynomolgus)
SWISS	P01730
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом