

Моноклональное Антитело PerCP Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Для Проточной Цитометрии — P08575

Артикул: CM0008816



введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD45 человека (P08575). Валидировано для проточной цитометрии образцов человека и яванской макаки. Идеально подходит для иммунного фенотипирования, исследований Т-клеток и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131 кДа/136 кДа/141 кДа/143 кДа/147 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом