


Перср Кролик Анти-Человек/Обезьяна Cd8A Мат - P01732

Артикул: CM0008997



введение

Конъюгированный с PerCP кроличий моноклональный анти-человеческий/анти-обезьяний CD8a антитело для проточной цитометрии (FC). Распознает альфа-цепь CD8 (P01732), валидирован для образцов человека и циномолговой обезьяны. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических наборов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кролик анти-Человек/Обезьяна CD8a МАТ
Примечания/Псевдонимы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21kDa/25kDa/30kDa
Доставка	Ледяной пакет