

Перср Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd209B/Dc-Signr1 Для Проточной Цитометрии - Q8Cj91

Артикул: CM0008145



введение

Конъюгированные с PerCP кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1), валидированные для проточной цитометрии. Реагируют с мышью. Идеально подходят для изучения дендритных клеток и рецепторов патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кролик anti-Mouse CD209b/DC-SIGNR1 mAb
Примечания/Псевдоним	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	30835
GeneID	69165
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8CJ91
Молекулярный вес белка	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Доставка	Сумка-холодильник