

Перср-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd44 Для Fc - P15379

Артикул: CM0005760



введение

PerCP-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований хоминга, адгезии и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD44
Примечания/Альтернативные названия	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Вид	Мышь
Gene ID (Мышь)	12505
Gene ID (Человек)	960
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	86 кДа/81 кДа/76 кДа/72 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом