


Перср Кролик Анти-Мышь Cd8A Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0011714



введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело против мышиногo CD8a (Lyt-2) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов мыши; распознает корецептор Т-клеток, участвующий во взаимодействии с МНС класса I и активации CTL.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кролик анти-Мышь CD8a мАт
Примечания/Псевдоним	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиногo CD8a (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом