

Изотипный Контроль Percp Для Кроличьего IgG

Артикул: CM0010963

введение

Конъюгированный с PerCP моноклональный кроличий антитело изотипного контроля IgG, предназначенный для применения в проточной цитометрии (ПЦ). Это антитело, полученное из кролика, является необходимым негативным контролем для оценки неспецифического связывания, что обеспечивает точное гейтирование и интерпретацию данных в иммунологических анализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Изотипный контроль PerCP для кроличьего IgG
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из изотипного контроля кроличьего IgG
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Сумка-холодильник