

Моноклональное Антитело Против Cd11c Мыши, Конъюгированное С Percp/Cyanine5.5, Для Fc — Q9Qxh4

Артикул: CM0011078

введение

Моноклональное антитело против CD11c мыши, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 (клон N418, армянский хомяк), для проточной цитометрии. Валидировано на мышах. Для исследовательского применения при изучении воспалительного ответа и адгезии моноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело против CD11c мыши, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5
Примечания/синонимы	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD11c мыши
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом