

Моноклональное Антитело PerCP/Cyanine5.5 Против Мышиного Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0008070

введение

Высококачественное конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против мышиного CD25 для проточной цитометрии. Специфично распознает мышиный CD25 (альфа-цепь рецептора IL-2) с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально подходит для исследований иммунной толерантности и Treg-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PerCP/Cyanine5.5 кролика против мышиного CD25
Примечания/Альтернативные названия	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом