

Моноклональное Антитело Percp/Cyanine5.5 Anti-Mouse Cd69 Для Проточной Цитометрии — P37217

Артикул: CM0011666

введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против CD69 мыши. Подходит для проточной цитометрии активированных иммунных клеток. Распознаёт трансмембранный гликопротеин размером около 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Примечания/синонимы	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	969
GeneID (мышь)	12515
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64–199 CD69 мыши (NP_001028294.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом