

Мышиное Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd3, Конъюгированное С Percp/Cyanine5.5, Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0008046



введение

Мышиное моноклональное антитело, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5, нацеленное на человеческую эпсилон-цепь CD3 (CD3E) для проточной цитометрии. Распознает TCR-CD3 комплекс на Т-лимфоцитах, валидировано для человеческих образцов. Подходит для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело против человеческого CD3, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5
Примечания/Альтернативные названия	Т3Е; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	916
Gene ID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD3.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом