

PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd27 Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0009253



введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD27, костимулирующего рецептора на Т-клетках, NK-клетках и В-клетках. Валидированы для проточной цитометрии, подходят для иммунофенотипирования и исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи мАт против человеческого CD27
Примечания/Псевдоним	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	939
ID гена	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-192 человеческого CD27 (NP_001233.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом