

PerCP/Cyanine5.5 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd31/Ресам1 Для Fc - Q08481

Артикул: CM0004654

введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против человеческого CD31/PECAM1 для проточной цитометрии. Подходит для детекции CD31 на эндотелиальных клетках, тромбоцитах и лейкоцитах в образцах человека. SWISS Q08481, молекулярная масса 83 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD31/PECAM1
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5175
GeneID	5175
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-601 человеческого CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом