

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd56/Ncam1, Конъюгированное Percp/Сyanine5.5, Для Проточной Цитометрии — P13591

Артикул: CM0011686



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD56/NCAM1, конъюгированное PerCP/Cyanine5.5, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии нервных клеток, роста нейритов и взаимодействия с вирусными рецепторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличье антитело anti-Human CD56/NCAM1 mAb
Примечания/Синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4684
ID гена	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20–413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодильный пакет