


## Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd62L/L-Селектину, Конъюгированное С Перср/Сyanine5.5, Для Fc — P14151

Артикул: CM0011411



### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 и направленное против человеческого CD62L/L-селектина (P14151). Валидировано для проточной цитометрии; это антитело идеально подходит для изучения механизмов адгезии и хоуминга лимфоцитов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к человеческому CD62L/L-селектину, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5                                          |
| Примечания/синонимы       | TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                        |
| GeneID (человек)          | 6402                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 6402                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39–332 человеческого CD62L/L-селектина (NP_000646.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                | FC                                                                                                                                             |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                        |
| SWISS                     | P14151                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 42 кДа/43 кДа                                                                                                                                  |
| Условия транспортировки   | Хладоэлемент                                                                                                                                   |