

Перср/Цианин5.5 Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd94 Для Проточной Цитометрии — Q13241

Артикул: CM0010973



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD94 (KLRD1, рецептор NK-клеток), конъюгированное с PerCP/Цианином5.5. Предназначено для специфического выявления человеческого CD94 методом проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунного профилирования, исследований NK-клеток и изучения иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Цианин5.5 кроличье антитело к человеческому CD94, mAb
Примечания/псевдоним	CD94
Вид	Человек
GeneID (человек)	3824
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32–179 человеческого CD94 (NP_002253.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом