

PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd19 Человека/Обезьяны - Моноклональное Антитело Против Cd19

Артикул: CM0010835

введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 кроличьи моноклональные антитела против CD19 человека и обезьяны, валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают CD19 (63 кДа) на В-клетках. Идеально подходят для исследований в области иммуноонкологии и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи моноклональные антитела против CD19 человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	CD19
Вид	Обезьяна
ID гена (Человек)	930
ID гена	102145514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-292 CD19 обезьяны.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом