


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd38 Человека/Обезьяны, Конъюгированное С Percp/Сyanine5.5, Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0008525



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5, нацеленное на CD38 человека и яванского макака (SWISS: P28907). Подходит для проточной цитометрии, связывается с внеклеточным доменом. CD38 — это многофункциональный фермент и рецептор, участвующий в кальциевой сигнализации и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD38 человека/обезьяны, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5
Примечания/Альтернативные названия	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	14 кДа/34 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом