

Моноклональное Антитело Кролика Percp/Сyanine5.5 Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Пцф — P01730

Артикул: CM0011012



введение

Конъюгированное PerCP/Cyanine5.5 моноклональное антитело кролика, нацеленное на CD4 человека/обезьяны, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для идентификации Т-хелперов, иммунного профилирования и исследований ВИЧ/ВГЧ-7 — P01730

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 кроличье мАнт против CD4 человека/обезьяны
Примечания/псевдонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ИД гена (человек)	920
ИД гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD4.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодильник