

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd45 Человека/Обезьяны, Конъюгированное С Percp/Сyanine5.5, Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0012354



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5, нацеленное на CD45 (PTPRC, LCA) человека/обезьяны. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для иммунофенотипирования лейкоцитов и исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD45 человека/обезьяны, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод (Cynomolgus)
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131кДа/136кДа/141кДа/143кДа/147кДа
Условия доставки	В пакете со льдом