


PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd8A Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0009894



введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 кроличьи моноклональные антитела против CD8a человека/обезьяны для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения иммунного ответа, анализа функции ЦТЛ и идентификации субпопуляций Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи мАт против CD8a человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак, Резус
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21kDa/25kDa/30kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент