

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Pd-1/Cd279, Конъюгированное С Percp/Cyanine5.5, Для Проточной Цитометрии - Q15116

Артикул: CM0011565



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5, против человеческого и яванского макака PD-1/CD279 (UniProt Q15116), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований иммунных чекпоинтов, изучения раковой иммунотерапии и анализа истощения Т-клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего PD-1/CD279, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 5133                                                                                                                                                              |
| ID гена                            | 5133                                                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-168 человеческого PD-1/CD279 (NP_005009.2)) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                            |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                           |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Яванский макак                                                                                                                                           |
| SWISS-PROT                         | Q15116                                                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 32 кДа                                                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                                 |