


PerCP/Cyanine5.5 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd127/IL-7Rα Для Fc - P16872

Артикул: CM0008974



введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против мышиного CD127/IL-7Rα, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения передачи сигналов рецептора IL-7 и развития лимфоцитов в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличье анти-мышиное CD127/IL-7Rα mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD127; IL-7Ralpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3575
ID гена (Мышь)	16197
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 мышиного CD127/IL-7Rα (NP_612564.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом