

Кроличье Моноклональное Антитело Percp/Cyanine5.5 Против Cd19 Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) - P25918

Артикул: CM0012226

введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против CD19 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функции корецептора В-клеточного рецептора и дифференцировки В-клеток на моделях мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-CD19 мыши mAb PerCP/Cyanine5.5
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	930
Идентификатор гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD19 мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом