

PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0012175

введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD4 (L3T4/Ly-4). Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для иммунофенотипирования и исследований Т-хелперных клеток в мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кролик anti-Mouse CD4 мАт
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	920
ID гена (Мышь)	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом