

PerCP/Cyanine5.5 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd44 Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0008772



введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело против мышиного CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES) для проточной цитометрии (FC). Валидировано на мыши, подходит для иммунофенотипирования и исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличье анти-мышиное CD44 mAb
Примечания/Алиасы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом