

PerCP/Cyanine5.5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd68 Для Проточной Цитометрии - P31996

Артикул: CM0011332

введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD68 (макросиалин, Lamp4, gp110, Scard1). Валидированы для проточной цитометрии и внутриклеточной проточной цитометрии. Подходят для исследований макрофагов и дендритных клеток, включая изучение фагоцитоза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 кроличьи мАт против мышиного CD68
Примечания/Псевдонимы	Lamp4, gp110, Scard1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	968
GeneID	12514
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–291 мышиного CD68 (NP_001277987.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC), FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом