

Изотипический Контроль PerCP/Cyanine5.5 Кроличьего IgG - Моноклональное Антитело

Артикул: CM0011203

введение

Конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5 моноклональное антитело изотипического контроля кроличьего IgG для проточной цитометрии. Используется в качестве критически важного отрицательного контроля для оценки неспецифического связывания и установления стратегий гейтинга в экспериментах по проточной цитометрии. Поставлено компанией CamelBio для удовлетворения потребностей в сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Изотипический контроль PerCP/Cyanine5.5 кроличьего IgG
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из изотипического контроля кроличьего IgG
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Условия доставки	В пакете со льдом