

PerCP/Cyanine5.5 Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd45R/B220 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0011039

введение

Конъюгированные с PerCP/Cyanine5.5 крысиные моноклональные антитела, направленные против мышиного CD45R/B220, для проточной цитометрии. CD45R/B220, рецепторная тирозин-протеинфосфатаза C, является ключевым регулятором активации Т-клеток и развития лимфоцитов. Идеально подходит для иммунотипирования мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Крысиные МАб против мышиного CD45R/B220
Примечания/Псевдоним	Isc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264/5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярный вес белка	130кДа/140кДа/144кДа
Доставка	С ледяным пакетом