


Мышиное Моноклональное Антитело Крысы К Mhc Класса Ii (I-A/I-E), Конъюгированное С Percp/Сyanine5.5, Для Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0012159



введение

Моноклональное антитело крысы к MHC класса II I-A/I-E мыши, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5, для проточной цитометрии. Определяет цепи антигена гистосовместимости класса II H-2; молекулярная масса белка 26–32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело крысы к MHC класса II (I-A/I-E) мыши, конъюгированное с PerCP/Cyanine5.5
Примечания/синонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
Идентификатор гена	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок MHC класса II (I-A/I-E) мыши.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	26 кДа/30 кДа/32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом