

Кроличье Моноклональное Антитело К Перилипину-2 - Q99541

Артикул: CM0003647

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому перилипину-2 (ADFP/ADRP), валидированное для ВБ, ИГГ-п, ИФ/ИКК и ИФА. Идеально подходит для исследований липидных капель и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к перилипину-2
Примечания/Альтернативные названия	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Вид	Человек
GeneID	123
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 88-437 человеческого перилипина-2 (NP_001113.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-п, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реакция	Человек
SWISS	Q99541
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Айс-бокс