

Кроличья Моноклональная Антитело К Перилипину-2 Для Вб, Ифа - Q99541

Артикул: CM0005161

введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий перилипин-2 (ADRP/ADFP), подходит для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований липидных капель и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к перилипину-2
Примечания/Альтернативные названия	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	123
ID гена	123
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из человеческого перилипина-2.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99541
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет