

Perk Кроличья Поликлональная Антитела Для If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Артикул: CM0024335



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PERK/EIF2AK3, валидированы для IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Распознают киназу-сенсор ER-стресса, участвующую в ответе на развернутые белки и фосфорилирование eIF2 α . Идеальны для исследований рака, метаболизма и стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PERK Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	PEK; WRS; PERK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9451
GeneID	9451
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-600 человеческого PERK (NP_004827.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NZJ5
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	В пакете со льдом