


Кроличья Поликлональная Антитело К Pfdn4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Nqr4

Артикул: CM0023277



введение

Кроличья поликлональное антитело к PFDN4, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на шаперонный белок субъединицы 4 префолдина, подходит для изучения сворачивания белков и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFDN4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C1, PFD4, PFDN4
Вид	Человек
ID гена	5203
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого PFDN4 (NP_002614.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQP4
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент