

Кроличья Поликлональная Антитело К Pfkfb2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O60825

Артикул: CM0025596



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PFKFB2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/МЦК и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения регуляции гликолиза в сердечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKFB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5208
GeneID	5208
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 446-505 человеческого PFKFB2 (NP_006203.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60825
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	В ледяном пакете