


Моноклональное Антитело Кролика К Pfkfb3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q16875

Артикул: CM0006089



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика к PFKFB3, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с PFKFB3 человека и мыши (60 кДа), ключевым регулятором гликолиза. Идеально подходит для исследований метаболизма опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKFB3, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5209
Идентификатор гена	5209
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q16875
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Хладоэлемент