

Кроличье Моноклональное Антитело К Pgk1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00558

Артикул: CM0002571



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PGK1 (фосфоглицераткиназы 1), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения гликолиза, функции митохондрий и подвижности сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGK1 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5230
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00558
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	С ледяным пакетом