

Кроличье Rab Против Pgm1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P36871

Артикул: CM0028413



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческую Фосфоглюкомутазу-1 (PGM1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований метаболизма глюкозы и болезней накопления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDG1T; GSD14; PGM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5236
ID гена	5236
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PGM1 (NP_002624.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36871
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом