

Кроличье Моноклональное Антитело К Phd3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q9H6Z9

Артикул: CM0003927

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PHD3, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА; реагирует с белком человека и мыши. Важный инструмент для исследований гипоксии, рака и ферроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PHD3
Примечания/Альтернативные названия	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	112399
GeneID	112399
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка PHD3 человека (NP_071356.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-Р), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИСС), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H6Z9
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом