

Кроличье Поликлональное Антитело К Phf21A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Bd5

Артикул: CM0025241



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело к PHF21A для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет PHF21A человека, мыши, крысы — компонент корепрессорного комплекса ВНС, участвующий в репрессии нейрональных генов и модификации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PHF21A
Примечания/Альтернативные названия	ВНС80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Вид	Человек
ID гена	51317
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 461-680 белка PHF21A человека (NP_001095272.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96BD5
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом