


Фосфо-А-Синуклеин-Y133 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P37840

Артикул: CM0000937



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфо-α-синуклеина-Y133, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Полезно для исследования синаптической активности, дофаминовой нейротрансмиссии и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-α-синуклеин-Y133 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Фосфо-α-синуклеин-Y133
Вид	Человек
GeneID (человек)	6622
GeneID	6622
Иммуноген	Синтетический фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг Y133 человеческого альфа-синуклеина
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом