


Фосфо-Специфические Кроличьи Рекомбинантные Моноклональные Антитела Phospho-Acc1/Acc2-S79 Polymab® Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q13085 / O00763

Артикул: CM0000751



введение

Фосфо-специфические кроличьи рекомбинантные моноклональные антитела к ацетил-КоА карбоксилазе 1/2, фосфорилированной по остатку Ser79. Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ACC1/ACC2-S79 Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acetyl CoA Carboxylase-S79
Вид	Человек
ID гена (человек)	31/32
ID гена	31/32
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг остатка S79 ацетил-КоА карбоксилазы человека.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13085/O00763
Молекулярная масса белка	265 кДа
Доставка	Холодильный пакет